



Novo!
Internetna trgovina

obiščite
veterinarji.animalis.si

KenomixTM **PRO**

- POPOLNA DEZINFEKCIJA
- ZELO NIZKA PORABA
- DOLGOTRAJNA STABILNOST
- SPEKTAKULARNA BARVA
- NEŽEN DO KOŽE

CID LINES
innovative hygiene solutions
www.cidlines.com



Zastopa in prodaja: **ANIMALIS**, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana
t./f.: 01 2425 530
m: 051 481 080, 051 429 093
e: info@animalis.si www.animalis.si



POPOLNA ZAŠČITA SESKOV!

Pri uvajanju novih izdelkov v linijo za razkuževanje seskov »keno« smo zelo zahtevni. Ob dezinfekciji je nujno, da sredstvo ne draži kože. Zato so pri CID LINES-u razvili odlično kombinacijo močnih razkužilnih lastnosti in popolne formule za nego seskov: Keno®mix Pro!

Keno®mix Pro je učinkovita in dolgo delujoča kopel za seske po molži. Temelji na klorovem dioksidu ClO_2 . Raztopino za kopel zmešamo kar v molzišču – v osnovno raztopino Keno®mix Pro dodamo Keno®mix Activator: "Samo pretresi!...."



Keno®mix Pro na seskih pusti lep svetlo moder film. Barierna tehnologija poskrbi za enakomeren nanos filma, na sfinktru pa naredi viskozno kapljico, da zapre seskov kanal. Keno®mix Pro tudi ne kaplja, zato je poraba zelo varčna. Povprečna poraba je zgolj 2,5 litra na kravo na leto!

DOLGOTRAJNA STABILNOST = DOLGOTRAJNA AKTIVNOST




1 uro po tem, ko zmešate Keno®mix Pro osnovo z aktivatorjem, ima raztopina povprečno vsebnost klorovega dioksida 0,0157% w/w in je uporabna 26 dni. Keno®mix Pro je zasnovan tako, da sčasoma razvije stabilno vsebnost klorovega dioksida in s tem stabilno učinkovitost pripravka samo po zaslugi klorovega dioksida. Da ohranimo učinkovitost pripravljene raztopine, ni treba dodati nobene druge sestavine. Zgornji graf-koledar prikazuje vsebnost klorovega dioksida ves čas roka trajanja raztopine.

NO
MILK
TODAY

NEIZPROSEN DO MIKROBOV NEŽEN ZA KOŽO

Prva kopel za seske na osnovi ClO_2 , ki ni agresivna za kožo, ampak kožo na seskih celo neguje! Receptura Keno®mix Pro vsebuje veliko emolientov (10%), ki idealno negujejo seske.

Ocena kože seskov in sfinktrov



REZULTATI TESTA EN 1656

Test EN1656 – baktericidna aktivnost ob prisotnosti mleka

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Escherichia coli

...

SAMO PRETRESI !



Vzemi aktivator



Zmešaj in pretresi



Počakaj 1 uro



Nalij v lonček za razkuževanje seskov

Lonček za dezinfekcijo seskov, ki se umaže ali okuži, zavržite. Uporabljajte le čiste lončke.

Shranjevanje: shranjujte v originalni embalaži, pokonci in zaprto. Ščitite pred zmrzaljo.

Ne dodajajte nobenih drugih sestavin kot Keno®mix aktivatorja.

PAKIRANJE

- kantica kenguru 4,75l + 250 ml aktivatorja
- 19 l kantica + 1 l aktivatorja

